

TABLEAU CONVERSION NOUVELLE NOMENCLATURE DE LA BRONCHOSCOPIE – MONITEUR BELGE 25.03.2024 / entrée en vigueur 01.05.2024

	ancien Code	ancien ATMC	ancien K	nouveau Code	nouveau ATMC	nouveau K
1	214325 214314	Broncho chez intubés	N103	214325 214314	Broncho chez intubés	N103
2	471715 471726	Bronchoscopie sans prélèvement biopsique	K100	471715 471726	<b>Broncho +/- minilavage</b>	K100
3	471730 471741	Biopsie centrale +/- Debulking	K100	471730 471741	<b>Broncho avec biopsie centrale +/- minilavage</b>	K100
4	xxxxx	xxxxx	xxxxx	<b>471870 471881</b>	<b>Broncho (rigide) avec débulking</b>	<b>K250</b>
5	471811 471822	Biopsie périphérique avec 5 prélèvements minimum	K130	471811 471822	<b>Biopsie pulmonaire périphérique sans navigation (y compris radioscopie)</b>	K130
6	xxxxx	xxxxx	xxxxx	<b>471914 471925</b>	<b>Biopsie pulmonaire périphérique avec navigation (ultrasons ou électromagnétique)</b>	<b>K250</b>
7	471774 471785	Lavage broncho-alvéolaire (100 ml)	K120	471774 471785	Lavage broncho-alvéolaire (100 ml)	K120
8	471833 471844	EBUS	K220	471833 471844	EBUS	K220
9	471855 471866	EBUS+TBNA	K250	471855 471866	EBUS+TBNA	K250
10	473852 473863	EUS	K220	473852 473863	EUS	K220
11	473874+473852 473885+473863	EUS-FNA	K30+K220	473874+473852 473885+473863	EUS-FNA	K30+K220
12	471796 471800	Extraction corps étranger/ Mise en place élément prothétique	K150	471796 471800	<b>Extraction corps, stent ou valve</b>	K150
13	xxxxx	xxxxx	xxxxx	<b>471892 471903</b>	<b>Placement valve, stent, clip</b>	<b>K 150</b>
14	xxxxx	xxxxx	xxxxx	<b>471936 471940</b>	<b>Bronchoscopie avec dilatation au moyen d'un bronchoscope rigide ou d'un ballonnet</b>	<b>K250</b>
15	xxxxx	xxxxx	xxxxx	<b>471951 471962</b>	<b>Numéro Cumul CPA ou laser</b>	<b>K60</b>
16	471752 471763	Ponction transcarinale	K115	471752 471763	Ponction transcarinale	K115

## **NOTES**

1/ pour le nouveau numéro bronchoscopie périphérique avec navigation, le code matériel 180073 (EBUS biopteur guide sheath) n'est pas encore lié.

2/ pour le nouveau numéro 471936 bronchoscopie rigide avec dilatation, il n'est pas encore possible d'utiliser l'aiguille EBUS pour l'ILSI.

3/ pour le numéro de la biopsie centrale 471730, il y a un code biopteur (162511-162562). Ce n'est pas le cas pour la bronchoscopie avec biopsie périphérique.

### **Pour info: codes cumul**

Pour l'instant, aucun cumul n'est autorisé (en dehors du nouveau numéro "laser" 471951-471962). Un dossier a été déposé auprès du CTM.